



飛沫をシャットアウト!!

患者様と医療従事者様双方の感染リスクを軽減します。



※意匠登録出願中


アイガード

本体：PET t0.3（透明）

- 対面業務、窓口業務全般にご使用いただけます。
- 眼鏡の上からでも装着できます。
- スリットに通す位置での調整が可能です。

Item Name Item Number Price
アイガード 透 10枚入り WFJ645 ￥ 2,200

※送料・消費税別



●装着方法

右図のように、マスクの紐をアイガードの左右スリットへ通してください。
紐を通す位置によって、フィット感が変化します。
お好みに合わせて、調節してください。



安全上のご注意 ※必ずお守りください

人身への危害と財産への損害を未然に防ぐため、注意事項を記しています。
ご購入の際には必ずお守りいただけますよう、お願いいたします。

⚠️ご使用について

- 本製品は樹脂製（PET）です。
- 鋭利なもので触れないでください。表面に傷が付く恐れがあります。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 高温になると変形する恐れがありますので、50℃以下の場所でご使用ください。
- 直射日光のあたる場所に設置しないでください。
- マスクの紐などで、スリットを強く引張らないでください。破損の原因になります。
- 使用中に血液や体液で汚染された場合は、新しいものと交換してください。

廃棄について

- 本製品は使い捨てです。再利用はお控えください。
- ご使用後は、各施設、地域の取り決めに基づいて、廃棄してください。

🚫 本製品は使い捨てです。再利用はお控えください。

河渾株式会社 メディカル事業部

●取扱営業所

東京店	〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-15-1	TEL.03(3669)8611	FAX.03(3669)8612
盛岡店	〒020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通3-53	TEL.019(653)7011	FAX.019(653)7411
仙台店	〒980-0022 仙台市青葉区五橋2-11-1	TEL.022(262)9161	FAX.022(262)9166
名古屋店	〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-19-12	TEL.052(953)1801	FAX.052(953)1805
大阪店	〒530-6020 大阪市北区天満橋1-8-30	TEL.06(7222)8246	FAX.06(6355)0136
広島店	〒730-0004 広島市中区東白島町14-15	TEL.082(511)8411	FAX.082(511)8412
福岡店	〒810-0001 福岡市中央区天神3-9-25	TEL.092(737)8471	FAX.092(737)8473



製品の詳細などは、
Web カタログや動画サイトでご覧頂けます。
<https://www.kawajun.co.jp/medical/>